

Information sur les produits/services

TEST T.H. HYDROPLUS



Année 2023

TEST T.H. LIQUEUR HYDROPLUS

Produit

- Kit pour test de recherche de dureté de l'eau.

Présentation

- Pochette ZIP transparente

Conditionnement

- 1 flacon à réactif
- 1 tube à essai gradué de 5 à 20 ml avec bouchon
- 1 mode opératoire

Applications

- Permet de s'assurer qu'une eau est douce par apparition de mousse.

Composition

- < 5% POTASSIUM HYDROXIDE CAS (1310-58-3)

Péremption

- Délai de 5 ans de péremption

Mode d'emploi

- Rincer le tube à essai avec l'eau que l'on souhaite tester
- Verser une seule goutte de réactif dans 5 ml d'eau
- Boucher le tube à essai et agiter

⇒ *Mousse stable* = *L'eau est douce*

⇒ *Pas de mousse* = *L'eau est dure*

Précautions d'emploi

- Produit corrosif.
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas avaler; nocif en cas d'ingestion
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et consulter un spécialiste
- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

Référence : TEST TH HYDRO