

Information sur les produits/services

TEST CHLORE en bandelettes



Année 2023

DiaQuant® Test Chlorine 932004

Produit

DiaQuant® Test Chlore du laboratoire Macherey-Nagel (réf: 932 004)
0-10 mg/l
Marquage CE

Présentation

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

Conditionnement

Boite unitaire

Applications

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse..
Permet de contrôler très rapidement, les résidus de chlore total après rinçage, à la suite de désinfection des matériels de traitement d'eau ou des dialyseurs, avant remise en service.

Péremption

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

Mode d'emploi

Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 15 secondes.
Éliminer l'excédent de liquide en secouant la languette.
Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

Précautions d'emploi

Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Veillez
pour établir
prix, pour
nuel séquencé.**

Référence : TEST DIA CHLO

**nous contacter
une étude de
un volume an-**

* Frais de port et d'emballage en supplément.